



**ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19**

2021

1. МАСКИ

Артикул: 8.352

Полумаска фильтрующая (респиратор) медицинского назначения НЕВА®-306

Предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов и инфекций в зонах высокого риска, передающихся воздушно-капельным путем при их концентрации до 50 ПДК.

Особенности: складная конструкция, цветные ленты оголовья для идентификации класса защиты респиратора, индивидуальная упаковка.

Рекомендуемые области применения:

Рекомендованы для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.).



Артикул: 12.425

Маска медицинская (50 штук)

Маска для лица медицинская одноразовая трёхслойная из нетканого материала. Обеспечивает защиту от различных патогенных микробов, микроорганизмов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха. Маска состоит из 3-х слоев нетканого материала: спанбонд, СМС, спанбонд. Используется в медицине, косметологии, пищевой промышленности и т.д. Имеет гибкий встроенный носовой фиксатор, резинки, которые крепятся за уши.



Артикул: 8.354

Полумаска фильтрующая (респиратор) медицинского назначения НЕВА®-316 с клапаном выдоха

Предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов и инфекций в зонах высокого риска, передающихся воздушно-капельным путем при их концентрации до 50 ПДК.



Особенности:

- складная конструкция;
- цветные ленты оголовья для идентификации класса защиты респиратора;
- индивидуальная упаковка.

Рекомендуемые области применения:

Рекомендованы для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.).

2. АНТИСЕПТИКИ

Артикул: 12.737

Средство дезинфицирующее HealthGard Di-sept (ХелтГард Ди-септ) кожный антисептик (ГЕЛЬ) флакон с флип-топ 100 мл

Сферы применения: медицинские организации различного профиля, детские учреждения (в т.ч. образовательные), станции скорой медицинской помощи, хосписы, учреждения социального обеспечения и коммунально-бытового назначения, учреждения культуры и спорта (в т.ч. салоны красоты, тренажёрные залы и т.д.), предприятия общественного питания, промышленные предприятия (в т.ч. пищевые), лаборатории различного профиля, транспорт.

Назначение: гигиеническая обработка рук.

Свойства: обладает антимикробной активностью.

Время действия: средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Состав: спирт изопропиловый (пропанол-2) – 65%, спирт н-пропиловый (пропанол-1) – 5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 0,2%, функциональные и ухаживающие добавки.

Объем флакона: 100 мл.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.



Артикул: 12.734

Средство дезинфицирующее HealthGard Di-sept (ХелтГард Ди-септ) кожный антисептик (ЖИДКОСТЬ) флакон с распылителем 100 мл

Сферы применения: медицинские организации различного профиля, детские учреждения (в т.ч. образовательные), станции скорой медицинской помощи, хосписы, учреждения социального обеспечения и коммунально-бытового назначения, учреждения культуры и спорта (в т.ч. салоны красоты, тренажёрные залы и т.д.), предприятия общественного питания, промышленные предприятия (в т.ч. пищевые), лаборатории различного профиля, транспорт.

Назначение: гигиеническая обработка рук.

Свойства: обладает антимикробной активностью.

Время действия: средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Состав: спирт изопропиловый (пропанол-2) – 65%, спирт н-пропиловый (пропанол-1) – 5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 0,2%, функциональные и ухаживающие добавки.

Объем флакона с распылителем: 100 мл.

Срок годности: 5 лет со дня изготовления.



Артикул: 10.389

«Гарда Премиум Антисептик Гель» гель антисептический 100 мл

Назначение: Антибактериальный спиртовой гель (содержание изопропилового спирта 60%, пропилового спирта 5%) предназначен для обработки кожи рук, ступней и т. д. Подходит для очищения кожи, защищает от бактериологических вредных факторов, а также применяется, когда нет возможности использовать мыло и другие очищающие средства.

Сфера применения: Используются во всех областях, требующих высокой степени гигиены: лечебно-профилактические, детские дошкольные и школьные учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, фармацевтические предприятия, медицина, электроника, банки, офисы, места общего пользования, в быту, а также в любом месте, где существует опасность бактериального загрязнения.

Способ применения: нанести небольшое количество геля и распределить средство по коже до полного высыхания. В случае необходимости повторить процедуру.

Объем: 100 мл.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.



Артикул: 12.352

«Garda-Premium-antisept gel» (Гарда Премиум Антисептик Гель) антибактериальный гель для гигиенической обработки рук, 1000 мл

Область применения: гель предназначен для защиты от биологических вредных факторов (от микроорганизмов). Для применения в условиях промышленного производства. Гель используется для гигиенической обработки рук. Пролонгированное действие в течение 3 часов на незащищенной коже и в течение 4 часов при ношении медицинских перчаток. Обладает высокой антимикробной активностью. Ухаживает и увлажняет кожу.

Способ применения: для гигиенической обработки кожи нанести 2–3 мл средства и втереть в кожу до полного высыхания, но не менее 30 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев.

Меры предосторожности: запрещено употреблять внутрь. Только для наружного применения. Не допускать попадания средства в рот, глаза и на поврежденные участки кожи. В случае попадания немедленно промыть большим количеством воды.

Объем: канистра с помпой 1000 мл.

Срок годности: 30 месяцев, после открытия – 6 мес.



Артикул: 10.518

«Garda-Premium-antisept gel» (Гарда Премиум Антисептик Гель) антибактериальный гель для гигиенической обработки рук, 2000 мл

Область применения: гель предназначен для защиты от биологических вредных факторов (от микроорганизмов). Для применения в условиях промышленного производства. Гель используется для гигиенической обработки рук. Пролонгированное действие в течение 3 часов на незащищенной коже и в течение 4 часов при ношении медицинских перчаток. Обладает высокой антимикробной активностью. Ухаживает и увлажняет кожу.



Способ применения: для гигиенической обработки кожи нанести 2–3 мл средства и втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев.

Меры предосторожности: запрещено употреблять внутрь. Только для наружного применения. Не допускать попадания средства в рот, глаза и на поврежденные участки кожи. В случае попадания немедленно промыть большим количеством воды.

Объем: картридж 2000 мл.

Срок годности: 30 месяцев, после открытия – 6 мес.

Артикул: 10.510

Garda-Premium-antisept gel (Гарда Премиум Антисептик Гель) антибактериальный гель для гигиенической обработки рук, 5000 мл

Область применения: используется во всех областях, требующих высокой степени гигиены: лечебно-профилактические, детские дошкольные и школьные учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, фармпреприятия, медицина, электроника, банки, офисы, места общего пользования, в быту, а также в любом месте, где существует опасность бактериального загрязнения.

Способ применения: для гигиенической обработки кожи нанести 2–3 мл средства и втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев. Для профилактики туберкулеза средство наносят дважды, общее время обработки не менее 1 минуты. Не содержит парабенов, красителей, силиконов. Подтверждено клиническими испытаниями. Одобрено дерматологами. Подходит для чувствительной и/или раздраженной кожи.

Объем: 5000 мл.

Расход: 2–3 мл на одно применение.

Срок хранения: 36 месяцев.



3. ПЕРЧАТКИ

Артикул: 7.6030

Перчатки Ansell VersaTouch® 92-200 (Версатач) без крахмала (50 пар)

Повышенная износостойкость и прочность на разрыв обеспечивают надежную защиту рук. Более тонкие (0,075 мм), чем лабораторные и медицинские перчатки. Гарантируют исключительную тактильную чувствительность, а рельефная отделка кончиков пальцев обеспечивает надежный захват. Обладают повышенной гибкостью и эластичностью, что обеспечивает комфорт. Не содержат латекса – нет риска возникновения аллергий I типа.

Материал покрытия: нитрил.

Поверхность области захвата: текстурированные кончики пальцев.

Дизайн манжеты: с валиком.

Толщина: 0,075 мм.

Длина: 240 мм.

Цвет: синий.

Упаковка: Диспенсер – 50 пар.



Артикул: 7.2650

Перчатки Ansell TouchNTuff® 69-318 (Тач-н-Таф) (50 пар)

Аналог лабораторных анатомических перчаток. Сверхэластичные перчатки, гибкие и комфортные в носке. С рельефной отделкой поверхности области захвата. Зеркально симметричны. Изготовлены из 100% латекса. Не опудрены.

Материал покрытия: натуральный каучук.

Поверхность области захвата: гладкая отделка.

Манжета: с валиком.

Толщина: 0,10 мм.

Длина: 240 мм.

Цвет: натуральный.

Упаковка: Диспенсер – 50 пар.



Артикул: 7.2670

Перчатки медицинские «Supermax» (Супермакс) латексные, опудренные (2882)(50 пар)

Перчатки медицинские одноразовые латексные, опудренные (кукурузный крахмал), гладкие, общего применения. Обеспечивают хорошую тактильную чувствительность.

Области применения: в повседневной практике.

Упаковка: Диспенсер – 50 пар.

Длина: 240 мм.



Артикул: 7.486

Перчатки TouchNTuff 92-600 (Тач-н-Таф), Ansell (50 пар)

Очень тонкие 100% нитриловые перчатки. В 3-4 раза превосходят латексные и виниловые перчатки по износостойкости. Имеют гладкую поверхность, неопудренные.

Конструкция: манжета с валиком.

Материал основы: нитрил.

Длина: 240 мм.

Масса: 800 г.

Цвет: зеленый.

Страна производства: Шри-Ланка.



Артикул: 7.2520

Перчатки полиэтиленовые (50 пар)

Перчатки не сдавливают руки, а текстурированная поверхность обеспечивает надежный захват. Перчатки одноразового применения.

Состав: полиэтилен низкого давления (ПНД).

Цвет: прозрачный.

Толщина: 0,025 мм.

Длина: 300 мм.

Упаковка: Диспенсер – 50 пар.



ООО «ТЕХНОАВИА-СУРГУТ»
628422, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 7/1
Тел./факс (3462) 550-779
Е-mail: surgut@technoavia.ru
Сайт: surgut.technoavia.ru